

BROCHURE PRODUIT

**KERN
YKF-01**

Date: 22.07.2025

FRANCAIS

**Image not
available**

Pédale, idéale quand l'application nécessite deux mains libres. Fonction TARE, ou PRINT. Comprend : pédale, boîtier de raccordement, câble de connexion. Pour la fonction PRINT, câble d'interface RS-232 nécessaire

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

DESCRIPTION

- Comprend : pédale, boîtier de raccordement, câble de connexion
- Pour la fonction PRINT, câble d'interface RS-232 nécessaire (détails : câble d'interface KERN)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKF-01
Model-Serie	YKF
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Accessories (Printer, etc)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761133259
Numéro de tarif douanier	84239010
IsKERNReferenceArticle NonMandatory	False

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	180×110×40 mm
Poids brut	0,45 kg
Poids net	0,25 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	0 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	0 g

Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard
