

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
3 17-07-2022i**

Fecha: 21.07.2025

ESPAÑOL**Image not
available**

Pesas individuales, Clase OIML E2, 100 g, Botón, acero inoxidable pulido

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más
información

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	317-07-2022i
Serie de modelos	317
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML E2
Tipo de uso del producto	Elemento comercial de la lista de materiales
Código EAN (Modelo)	4045761245334
Modelo predecesor	317-07; 317-07-2021a
Modelo sucesor	317-07
Número del arancel aduanero	84239090
IsKERNReferenceArticle NonMandatory	False

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	100 g
Tolerancia (OIML)	0,16 mg
Caja aluminio	317-070-600
Caja plástico	317-070-400
Caja de madera	317-070-100

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	E2
------------	----

Conforme OIML	sí
Densidad (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	12,5

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	22×22×38 mm
Peso bruto	0,10 kg
Peso neto	0,10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-337
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard

ESPAÑOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-070-600	Estuche protector de aluminio KERN 317-070-600
317-070-100	Estuche de madera para pesas KERN 317-070-100
317-070-400	Estuche de plástico para pesas KERN 317-070-400

SERVICIOS

Modelo	Descripción
921-337	Divergencia positiva garantizada (? +1/3 OIML) KERN 921-337
962-337	Calibración DAkkS 962-337
952-337	Verificación KERN 952-337
962-337R	Recalibración DAkkS KERN 962-337R