

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**KERN  
KUM-06**

Fecha: 23.08.2025

**ESPAÑOL****Image not  
available**

Interfaz de datos interna Bluetooth

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

- Los módulos universales KERN (KUM) permiten el intercambio de datos y comandos de control entre la balanza y la red o el PC, el dispositivo móvil, la impresora, etc. a través de varias interfaces: RS-232, dispositivo USB, Ethernet, Bluetooth y WiFi. De este modo, garantizamos la perfecta integración de su balanza KERN en las cadenas de producción o proceso, con el fin de ofrecer un proceso de trabajo sencillo y continuo
- Los módulos de interfaz KUM para RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth y WiFi se conectan directamente a la placa de circuitos impresos según la selección individual, de modo que queda garantizada la protección IP de la carcasa

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	KUM-06
Serie de modelos	KUM
Surtido	KERN
Tipo de producto	Accesorios generales para balanzas
Grupo de productos	Accesorios (impresora, etc.)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	404576 1476776
Número del arancel aduanero	90160090

Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno 100 g

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	65×60×100 mm
Peso bruto	0,50 kg
Peso neto	0,30 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	100 g