

BROCHURE PRODUIT

**KERN
KUM-01**

Date: 26.08.2025

FRANCAIS

**Image not
available**

Interface de données interne RS-232

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
 d'informations

DESCRIPTION

- Le module universel KERN (KUM) permet l'échange de données et d'instructions de commande entre la balance et le réseau ou le PC, le terminal mobile, l'imprimante, etc. via plusieurs interfaces : RS-232, périphérique USB, Ethernet, Bluetooth et WiFi. Nous assurons ainsi l'intégration parfaite de votre balance KERN dans la chaîne de fabrication ou de processus, ce qui permet un processus de travail simple et continu.
- Les modules d'interface KUM pour RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth et WiFi sont enfilés directement sur la platine selon un choix individuel, de sorte que la protection IP du boîtier reste garantie.

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KUM-01
Model-Serie	KUM
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	4045761476738
Numéro de tarif douanier	90160090

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 100 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×145×40 mm
Poids brut	0,50 kg
Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	100 g