

BROCHURE PRODUIT

**KERN
KUP-05**

Date: 27.08.2025

FRANCAIS

**Image not
available**

Interface de données WiFi pour transfert de données de la balance à PC ou tablet

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

- Le port universel KERN (KUP) permet l'échange de données et d'instructions de commande entre la balance et le réseau ou le PC, le terminal mobile, l'imprimante, etc. via plusieurs interfaces ;: RS-232, périphérique USB, Ethernet, Bluetooth et WiFi. Nous assurons ainsi l'intégration parfaite de votre balance KERN dans la chaîne de fabrication ou de processus, ce qui permet un processus de travail simple et continu.
- Selon le principe « Plug and Play », le KUP pour RS-232 ou USB, Ethernet, Bluetooth ou WiFi est simplement enfiché sur le connecteur DB-15 intégré dans l'appareil. Il est ainsi possible d'ajouter ou de remplacer des interfaces de manière confortable, sans avoir à ouvrir le boîtier de la balance ou à procéder à un montage compliqué. Cette option offre donc une grande flexibilité pour un faible coût supplémentaire.

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	KUP-05
Model-Serie	KUP
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Accessoires/DL
Code EAN (Modèle)	404576 1253940
Numéro de tarif douanier	90160090

Composant de l'emballage - en poids - carton	75 g
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	75 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	225×145×40 mm
Poids brut	0,25 kg
Poids net	0,10 kg
Mode d'expédition	Service de colis