

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN KUP-08

Datum: 26.08.2025

DEUTSCH



Image not  
available

Schnittstellenadapter mit Kabel. Schnittstelle mit Analog (0 - 10 V), Analog (4 - 20 mA), KUP, Kabellänge 0,15 m

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Der KERN Universal Port (KUP) ermöglicht den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Nach dem Prinzip „Plug and Play“ wird der KUP für RS-232 bzw. USB, Ethernet, Bluetooth oder WLAN lediglich auf den in das Gerät integrierten DB-15-Stecker aufgesteckt. Dadurch ist das Nachrüsten oder Austauschen von Schnittstellen komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Diese Option bietet somit eine hohe Flexibilität bei geringen Mehrkosten
- Das Analogmodul KUP-08 wandelt den gemessenen Wägewert proportional in ein analoges Signal um. Dieses Signal kann dann dazu verwendet werden, ein analoges System zu steuern, das auf das Gewicht reagiert

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KUP-08
Modell-Reihe	KUP
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761253971
Zolltarifnummer	90160090

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	100 g
Lieferzeiten	1 d

## FUNKTIONEN

Standard
----------

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	225×145×40 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst