

BROCHURE PRODUIT

**KERN
YKA-03N**

Date: 21.08.2025

FRANCAIS

**Image not
available**

Bloc d'alimentation 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, EURO

UK

US

CH

CONTACT

KERN & SOHN GmbH

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.comCliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Bloc d'alimentation YKA-03N (9 V, 300 mA | 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz | EURO, UK, US, CH)

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	YKA-03N
Model-Serie	YKA
Assortiment	KERN
Type de produit	Accessoires généraux pour balances
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	404576 136287 1
Modèle prédécesseur	YKA-03N-2023a
Numéro de tarif douanier	85044095

Données techniques - Alimentation électrique

Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO;UK;US
Tension d'entrée	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	90×70×70 mm
Poids brut	0,15 kg
Poids net	0,15 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - carton	16 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	2 g
Composant d'emballage - par poids - verre	0 g
Composant d'emballage - par poids - bois	0 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard
