

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
346-87**

Fecha: 21.07.2025

ESPAÑOL**Image not
available**

Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 10 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-87
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761361799
Modelo predecesor	346-87; 346-87-2019a; 346-87-2024e2
Número del arancel aduanero	84239090
IsKERNReferenceArticle NonMandatory	False

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	10 kg
Tolerancia (OIML)	500 mg
Caja aluminio	346-070-600

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones (An×Pr×Al)	193×95×108 mm
------------------------	---------------

Material hierro fundido lacado

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	10 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	500 mg
Densidad (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	1408,4507

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	215×110×120 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkKS Calibración	962-644
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
346-070-600	Estuche protector de aluminio KERN 346-070-600

SERVICIOS

Modelo	Descripción
952-644	Verificación KERN 952-644
962-644	Calibración DAkkS 962-644
962-644R	Recalibración DAkkS KERN 962-644R

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio
346-06	5 kg	250 mg	346-060-600
346-07	10 kg	500 mg	346-070-600
346-08	20 kg	1 g	346-080-600
346-09	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-022-005	20 kg	1 g	-
346-042-008	40 kg	1,5 g	-
346-052-010	50 kg	2,5 g	-
346-055-004	50 kg	2,5 g	-
346-055-009	50 kg	2,5 g	-
346-065-009	60 kg	3 g	-
346-86-2024a	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87-2024a	10 kg	500 mg	346-070-600
346-77	10 kg	500 mg	346-070-600
346-76	5 kg	250 mg	346-060-600
346-79-2023a	50 kg	2,5 g	-
346-88	20 kg	1 g	346-080-600

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio
346-78	20 kg	1 g	346-080-600
346-89	50 kg	2,5 g	-
346-81	100 kg	5 g	-
346-82	200 kg	10 g	-
346-83	500 kg	25 g	-
346-84	1000 kg	50 g	-
346-86	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87	10 kg	500 mg	346-070-600
346-79	50 kg	2,5 g	346-090-600