

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN KUM-06

Datum: 23.08.2025

DEUTSCH



Image not  
available

Interne Datenschnittstelle Bluetooth

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scannen Sie hier für  
weitere Informationen

## BESCHREIBUNG

- Die KERN Universal Module (KUM) ermöglichen den Austausch von Daten und Steuerbefehlen zwischen Waage und Netzwerk bzw. PC, mobilem Endgerät, Drucker etc. über mehrere Schnittstellen: RS-232, USB-Device, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Damit sorgen wir für die perfekte Einbindung Ihrer KERN Waage in Fertigungs- oder Prozessketten, zugunsten eines einfachen, durchgängigen Arbeitsprozesses
- Die KUM-Schnittstellenmodule für RS-232, USB, Ethernet, Bluetooth und WLAN werden nach individueller Auswahl direkt auf der Platine aufgesteckt, sodass der IP-Schutz des Gehäuses gewährleistet bleibt

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KUM-06
Modell-Reihe	KUM
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Allgemeines Zubehör für Waagen
Produktgruppe	Zubehör (Drucker, etc.)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1476776
Zolltarifnummer	90160090

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

## FUNKTIONEN

Standard
----------

## Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	65×60×100 mm
Bruttogewicht	0,50 kg
Nettogewicht	0,30 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	100 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	100 g