

## FOLLETO DEL PRODUCTO

---

# KERN YKF-01

Fecha: 22.07.2025

ESPAÑOL



# Image not available

Interruptor de pie, ideal cuando la aplicación requiere tener las manos libres. Control de la función TARE o imprimir PRINT. Alcance de suministro: Interruptor de pie, caja de conexiones, cable de conexión. Para la función PRINT se necesita el cable de interfaz RS-232

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Escanear aquí para más  
información

## DESCRIPCIÓN

- Alcance de suministro: Interruptor de pie, caja de conexiones, cable de conexión
- Para la función PRINT se necesita el cable de interfaz RS-232 (detalles: Cable de interfaz KERN)

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	YKF-01
Serie de modelos	YKF
Surtido	KERN
Tipo de producto	Balanzas de laboratorio
Grupo de productos	Accessories (Printer, etc)
Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
Código EAN (Modelo)	4045761133259
Número del arancel aduanero	84239010
IsKERNReferenceArticle NonMandatory	False

Elementos de embalaje - 0 g  
Peso - Vidrio

Elementos de embalaje - 0 g  
por peso - madera

Plazo de entrega 1 d

## FUNCIONES

Standard

ESPAÑOL

## Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	180×110×40 mm
Peso bruto	0,45 kg
Peso neto	0,25 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	0 g
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g