

BROCHURE PRODUIT

**OPTICS
OBB-A1514**

Date: 22.07.2025

FRANCAIS

**Image not
available**

Adaptateur de monture C pour appareil photo (pour modèles trinoculaires)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

Cliquez ici pour plus
d'informations

DESCRIPTION

Adaptateur de monture C pour appareil photo 1 x OBB-A1514

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A 15 14
Model-Serie	OBB-AA
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761197893
Modèle prédécesseur	HOKOSIL; OBB-A1140; OKO 178
Numéro de tarif douanier	90119000
IsKERNReferenceArticle NonMandatory	False

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	100×50×50 mm
Poids brut	0,50 kg

Poids net	0,30 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	200 g
Délai de livraison	1 d

FONCTIONS

Standard
