

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN YKF-01

Datum: 22.07.2025

DEUTSCH



Image not available

Fußtaster, ideal, wenn die Anwendung zwei freie Hände verlangt. TARE-, oder PRINT-Funktion ansteuerbar.
Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel. Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Lieferumfang: Fußtaster, Anschlussbox, Verbindungskabel
- Für PRINT-Funktion Schnittstellenkabel RS-232 nötig (Details: KERN Schnittstellenkabel)

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	YKF-01
Modell-Reihe	YKF
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Accessories (Printer, etc)
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761133259
Zolltarifnummer	84239010
IsKERNReferenceArticle NonMandatory	False

Verpackungsbestandteil 0 g
- nach Gewicht - Holz

Lieferzeiten 1 d

FUNKTIONEN

Standard

DEUTSCH

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	180×110×40 mm
Bruttogewicht	0,45 kg
Nettogewicht	0,25 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Glas	0 g