

BROCHURE DEL PRODOTTO

**KERN
EMS-A01**

Data: 22.07.2025

ITALIANO

**Image not
available**

Piatto di pesata in acciaio inossidabile, L×P 180×195 mm, solo per modelli con dimensione piatto di pesata L×P 175×190 mm

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	EMS-A01
Modello-Serie	EMS
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Accessories (Printer, etc)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761152892
Numero di tariffa doganale	84239010
IsKERNReferenceArticle NonMandatory	False

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	200×180×15 mm
Peso lordo	0,40 kg
Peso netto	0,35 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	20 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	20 g
Tempo di consegna	1 d

FUNZIONI

Standard
